



DIOPTRICKÉ BRÝLE NA ČTENÍ

Výrobce: Max Eyewear Limited, 71 Lydden Grove, London, UK
Výhradní distribuce v ČR a SR: Jan Nacházal – Optipartner EU, Obrataň 54, 394 12
Tel.: +420 737 065 527, e-mail: info@optipartner.eu
www.optipartner.eu

Výrobek je v souladu s evropskou směrnicí (EU) 2017/745.

Doporučení na používání a údržbu:

- Dioptrické brýle na čtení jsou určeny pouze ke čtení a použití na krátkou vzdálenost, nikoliv na korekci zraku a nenahrazují tudíž korekční čočky předepsané lékařem.
- V pravé i levé čočce jsou dioptrie o stejné síle, což znamená, že lidem s rozdílným počtem dioptrií na pravém a levém oku nemusí zcela vyhovovat.
- Výrobek není určen k celodennímu nošení.
- V žádném případě nepoužívejte tyto brýle při řízení motorových vozidel.
- Nejedná se o pracovní ochranný prostředek.
- Chraňte čočky před poškrábáním. Pokud nemáte brýle na nose, mějte je vždy v pevném pouzdru.
- K čištění vašich brýlí na čtení používejte čistou vodu s mýdlovým roztokem, nebo k tomu určené speciální roztoky. K osušení používejte utěrky z mikrovlákn. Při použití jiných prostředků můžete poškodit čočky, příp. povrchovou úpravu brýlí.
- Nevystavujte brýle nadměrným teplotám.